


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Psme2 Per Wb, Elisa - Q9UI46

Numero articolo: CM0024839



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio validato per KO contro PSME2 (PA28 β) umano per applicazioni di western blotting e ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per ricerche sull'immunoproteasoma e sul processamento antigenico.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome prodotto	[Validato KO] PSME2 Rabbit pAb
Note/Alias	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
Specie	Umana
GeneID (umano)	5721
GeneID	5721
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-239 di PSME2 umano (NP_002809.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9UL46
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio