

Anticorpo Policlonale Anti-Psme3 Per Wb, Ihc-P - P61289

Numero articolo: CM0014182



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PSME3 umano (PA28gamma, REG-gamma), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva PSME3 endogeno in umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul proteasoma e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PSME3 Rabbit pAb
Note/Alias	Ki; PA28G; HEL-S-283; PA28gamma; REG-GAMMA; PA28-gamma; PSME3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10197
ID Gene	10197
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 200-254 di PSME3 umano (NP_005780.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61289
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio