

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psme3 [Validato Ko] Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61289

Numero articolo: CM0018913



### introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio [Validato KO] contro PSME3 rileva PSME3 umano, di topo e ratto, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Adatto per la ricerca sul proteasoma e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Anticorpo Policlonale di Coniglio [Validato KO] contro PSME3                                                          |
| Note/Alias            | Ki; PA28G; HEL-S-283; PA28gamma; REG-GAMMA; PA28-gamma; E3                                                            |
| Specie                | Umano                                                                                                                 |
| GeneID (Umano)        | 10197                                                                                                                 |
| GeneID                | 10197                                                                                                                 |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-254 di PSME3 umano (NP_005780.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                              |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                 |
| Applicazione          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                              |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                    |
| SWISS                 | P61289                                                                                                                |
| Peso Proteico         | 30kDa                                                                                                                 |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                    |