


Anticorpo Policlonale Anti-Psme4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14997

Numero articolo: CM0016748



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PSME4 (PA200), validato in WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della degradazione degli istoni mediata dal proteasoma, della spermatogenesi e della risposta al danno del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	PSME4 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	PA200; PSME4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23198
ID Gene	23198
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1634-1843 di PSME4 umana (NP_055429.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q14997
Peso proteico	211kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio