


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Psmf1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92530

Numero articolo: CM0026747



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio PSMF1 progettato per Western blot (WB), IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce PSMF1 umano, murino e ratto. Sottounità inibitore del proteasoma PI31, chiave nel controllo della funzione del proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PSMF1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PI31; PSMF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9491
GeneID	9491
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-271 di PSMF1 umano (NP_006805.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q92530
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio