


Anticorpo Policlonale Anti-Psmg1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 095456

Numero articolo: CM0017487



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il chaperone 1 dell'assemblaggio del proteasoma umano (PSMG1); validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sull'assemblaggio del proteasoma e sulla sindrome di Down.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSMG1 Rabbit pAb
Note/Alias	PAC1, DSCR2, PAC-1, C21LRP, LRPC21, PSMG1
Specie	Umano
GeneID	8624
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-288 di PSMG1 umano (NP_003711.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	095456
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante