

## Anticorpo Policlonale Anti-Pspc1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxf1

Numero articolo: CM0029949



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a PSPC1 umano, una componente dei paraspeckle e una proteina legante l'RNA. Validato per WB, IHC-P, IP ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui paraspeckle e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro          | Valore                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto  | PSPC1 Coniglio pAb                                                                                                            |
| Osservazioni/Alias | PSP1; PSPC1                                                                                                                   |
| Specie             | Umano                                                                                                                         |
| ID Gene (Umano)    | 55269                                                                                                                         |
| ID Gene            | 55269                                                                                                                         |
| Immunogeno         | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di PSPC1 umano (NP_001035879.1) |
| Fonte              | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria          | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione       | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                          |
| Cross-reattività   | Umano, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS              | Q8WXF1                                                                                                                        |
| Peso proteico      | 59kDa                                                                                                                         |
| Spedizione         | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |