

Anticorpo Policlonale Anti-Psph Da Coniglio Per Wb E Elisa - P78330

Numero articolo: CM0030463



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio contro la fosfoferina fosfatasi umana (PSPH) validato per Western blot e ELISA, reattivo con umano, mouse e ratto. Per la ricerca sulla biosintesi della serina. P78330.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSPH Rabbit pAb
Note/Altri nomi	PSP; PSPHD; PSPH
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5723
ID Gene	5723
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-225 della PSPH umana (NP_004568.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	P78330
Peso Proteico	25 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio