

Anticorpo Policlonale Anti-Psrc1 Per Wb, Elisa - Q6Pgn9

Numero articolo: CM0021108

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al PSRC1 umano (DDA3), convalidato per WB ed ELISA. Reagisce incrociatamente con il topo. Ideale per la ricerca sul fuso mitotico e sulla segregazione cromosomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSRC1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	DDA3; FP3214; PSRC1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	84722
Gene ID	84722
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-215 del PSRC1 umano (NP_001005290.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q6PGN9
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio