

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psrc1 Per Wb, Elisa - Q6Pgn9

Numero articolo: CM0025274

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PSRC1 validato per WB ed ELISA. Rileva la PSRC1 umana, un regolatore del fuso mitotico coinvolto nella segregazione dei cromosomi. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-PSRC1
Note/Alias	DDA3; FP3214; PSRC1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	84722
GeneID	84722
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-215 della PSRC1 umana (NP_001005290.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q6PGN9
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio