

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pstpip1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43586

Numero articolo: CM0026494



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PSTPIP1 umano, convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione del citoscheletro di actina, dell'attivazione delle cellule T e della biologia dell'infammasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSTPIP1 Rabbit pAb
Note/Alias	H-PIP; PAPAS; CD2BP1; PSTPIP; CD2BP1L; CD2BP1S; PSTPIP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9051
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43586
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio