


Anticorpo Policlonale Anti-Ptbp1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P26599

Numero articolo: CM0025402



introduzione

PTBP1 Rabbit pAb (P26599) rileva PTBP1 umano, di topo e di ratto mediante WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Questo anticorpo policlonale è diretto contro la proteina 1 legante il tratto di polipirimidina (PTBP1), un regolatore chiave dello splicing alternativo, essenziale per la ricerca sul processamento dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PTBP1 Rabbit pAb
Note/Alias	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; PTBP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5725
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di PTBP1 umano (NP_114368.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26599
Peso Proteico	60 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio