


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ptbp2 Per Wb, Ip, If E Ihc - Q9Uka9

Numero articolo: CM0005638



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PTBP2 umano, validato per Western blot, immunoprecipitazione, immunofluorescenza e immunochemica; reagisce con PTBP2 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sullo splicing e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PTBP2 Coniglio mAb
Note/Alias	nPTB; PTBLP; brPTB; PTBP2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	58155
Gene ID	58155
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del PTBP2 umano (Q9UKA9)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UKA9
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio