

Anticorpo Policlonale Anti-Ptcd1 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075127

Numero articolo: CM0021074

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PTCD1 umano, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Progettato per gli studi sulla maturazione e sulla regolazione dei tRNA mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTCD1 Rabbit pAb
Note/alias	PTCD1
Specie	Umano
GeneID	26024
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 435-537 di PTCD1 umano (NP_056360.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	075127
Peso della proteina	79 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante