


Anticorpo Policlonale Anti-Ptcd3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ey7

Numero articolo: CM0026838



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PTCD3 umano (mS39). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva la proteina mS39 della piccola subunità ribosomiale mitocondriale in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca mitocondriale e la diagnostica delle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTCD3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	COXPD51; MRP-S39; PTCD3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55037
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-689 di PTCD3 umano (NP_060422.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96EY7
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio