

Anticorpo Policlonale Anti-Ptch1 Per Wb, If-P, Elisa - Q13635

Numero articolo: CM0017882



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PTCH1 umano, validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con topo e ratto. Utile per lo studio della segnalazione hedgehog, della soppressione tumorale e del trasporto del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTCH1 Rabbit pAb
Note/alias	PTC; BCNS; PTC1; PTCH; NBCCS; PTCH1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5727
GeneID	5727
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 770-970 di PTCH1 umano (NP_000255.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q13635
Peso della proteina	161 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante