


Anticorpo Policlonale Anti-Ptch1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13635

Numero articolo: CM0013757



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PTCH1 umano, un recettore hedgehog e soppressore tumorale. Adatto per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PTCH1 Rabbit pAb
Note/Alias	PTC; BCNS; PTC1; PTCH; NBCCS; PTCH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5727
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1214-1312 di PTCH1 umano (NP_000255.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13635
Peso Proteico	161kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio