

Anticorpo Monoclonale Anti-Pten Per Wb, Elisa - P60484

Numero articolo: CM0002456



introduzione

Anticorpo monoclonale murino di alta qualità specifico per PTEN umano (P60484), adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con PTEN di topo e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e per studi sul percorso PI3K-AKT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PTEN Mouse mAb
Note/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5728
ID Gene	5728
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 204-403 di PTEN umano (P60484))
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P60484
Peso Proteico	47 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio