

Anticorpo Monoclonale Anti-Pten Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P60484

Numero articolo: CM0002449



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO contro PTEN umano (P60484). Adatto per Western blot, immunoprecipitazione, ELISA e IF/ICC. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e la segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] PTEN Rabbit mAb
Note/Alias	BZS, DEC, CWS1, GLM2, MHAM, TEP1, MMAC1, PTEN1, 10q23del, PTENbeta, EN
Specie	Umano
Gene ID	5728 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-403 di PTEN umano (P60484)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P60484
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio