

Anticorpo Monoclonale Anti-Pten Per Wb, Ihc-P, Elisa - P60484

Numero articolo: CM0004427



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PTEN umano (omologo della fosfatasi e della tensina) per WB, IHC-P, ELISA. Convalidato in umano, topo, ratto. Mira alla regione C-terminale (aa304-403). Ideale per la ricerca sul cancro e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PTEN Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5728
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 304-403 di PTEN umano (P60484)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P60484
Peso Proteico	47 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio