

Anticorpo Policlonale Anti-Pten Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60484

Numero articolo: CM0023151



introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale anti-PTEN di coniglio (P60484) validato per IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva PTEN umano, di topo e di ratto, un antagonista chiave della via PI3K-AKT e soppressore tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PTEN Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	5728
ID Gene	5728
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-304 della PTEN umana (NP_000305.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P60484
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio