

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pten Per Wb - P60484

Numero articolo: CM0005445

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PTEN validato KO per Western blot, IP, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Bersaglia PTEN umano (P60484) con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca in oncologia e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] PTEN Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	BZS, DEC, CWS1, GLM2, MHAM, TEP1, MMAC1, PTEN1, 10q23del, PTENbeta, PTENgama
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5728
ID Gene	5728
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 304-403 di PTEN umano (P60484)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P60484
Peso Proteico	20 kDa/47 kDa/65 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio