

Anticorpo Policlonale Anti-Pten Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60484

Numero articolo: CM0014344



introduzione

Anticorpo Policlonale PTEN da Coniglio (P60484) convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia il soppressore tumorale PTEN, una fosfatasi a doppia specificità che regola la via PI3K/AKT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PTEN Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Specie Bersaglio	Umano
ID Gene (Umano)	5728
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della PTEN umana (NP_000305.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P60484
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio