

Anticorpo Policlonale Anti-Ptgds Per Wb, If/Icc, Elisa - P41222

Numero articolo: CM0021596



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PTGDS umano (sintasi delle prostaglandine D di tipo lipocalina). Validato per WB, IF/ICC, ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo delle prostaglandine e sul sistema nervoso centrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTGDS Rabbit pAb
Note/Alias	PDS; PGD2; PGDS; LPGDS; PGDS2; L-PGDS; PTGDS
Specie	Umano
GeneID (umano)	5730
GeneID	5730
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-190 della PTGDS umana (NP_000945.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P41222
Peso della proteina	21 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio