

Anticorpo Policlonale Anti-Ptges2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H7Z7

Numero articolo: CM0028306

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia PTGES2 umano (mPGES-2), convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per la ricerca sul metabolismo delle prostaglandine e sui biomarcatori del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PTGES2 Rabbit pAb
Note/Alias	GBF1; GBF-1; PGES2; C9orf15; mPGES-2; PTGES2
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	80142
ID Gene	80142
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 88-377 di PTGES2 umano (NP_079348.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H7Z7
Peso Proteico	42 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio