

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ptgfr Per Wb - P43088

Numero articolo: CM0015074



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il PTGFR umano (recettore della prostaglandina F2-alfa). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	PTGFR Rabbit pAb
Note / Alias	FP; PTGFR
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	5737
GeneID	5737
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P43088
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante