


Anticorpo Policlonale Anti-Ptgir Per Wb, Ihc-P, Elisa - P43119

Numero articolo: CM0019681



introduzione

PTGIR Rabbit pAb validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Rileva il recettore della prostaciclina, un bersaglio GPCR chiave nella ricerca sulle malattie cardiovascolari e infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTGIR Rabbit pAb
Note/Alias	IP; PRIPR; PTGIR
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	5739
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 207-386 del PTGIR umano (NP_000951.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P43119
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante