

Anticorpo Policlonale Anti-Ptgr3/Zadh2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4Q0

Numero articolo: CM0020967



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ad alte prestazioni contro PTGR3/ZADH2, convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. 40 kDa. Adatto per la ricerca sulla reduttasi delle prostaglandine e sulla differenziazione degli adipociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTGR3/ZADH2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PRG-3; ZADH2; PTGR-3; PTGR3/ZADH2
Specie	Umano
GeneID (umano)	284273
GeneID	284273
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 33-371 del PTGR3/ZADH2 umano (NP_787103.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N4Q0
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio