


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pth1R Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q03431

Numero articolo: CM0023291



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro PTH1R umano (recettore 1 dell'ormone paratiroideo), adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione PTH/PTHrP e della funzione del recettore nell'osso/rene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTH1R Rabbit pAb
Note/Alias	PFE, EKNS, PTHR, PTHR1, PTH1R
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5745
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-188 di PTH1R umano (NP_000307.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q03431
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio