


Anticorpo Policlonale Anti-Pthlh Per Wb, Ihc-P, Elisa - P12272

Numero articolo: CM0029100



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a PTHLH umano. Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività in umano, topo, ratto. Ideale per ricerche sullo sviluppo osseo, sul trasporto del calcio e sulla migrazione delle cellule tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTHLH Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HHM, PLP, BDE2, PTHR, PTHRP, PTHLH
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5744
Gene ID	5744
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 25-175 di PTHLH umano (NP_945316.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12272
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio