


Anticorpo Policlonale Anti-Ptk2B Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14289

Numero articolo: CM0020322



introduzione

Esplora l'anticorpo policlonale da coniglio PTK2B (FAK2/PYK2) validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Per la ricerca sulla segnalazione della chinasi delle adesioni focali, la migrazione delle cellule immunitarie e il rimodellamento osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PTK2B Rabbit pAb
Note/Alias	PKB; PTK; CAKB; FAK2; PYK2; CADTK; FADK2; RAFTK; PTK2B
Specie	Umana
GeneID	2185
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 780-1009 della PTK2B umana (NP_004094.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14289
Peso Proteico	116kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio