

Anticorpo Policlonale Anti-Ptk6 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13882

Numero articolo: CM0030340



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PTK6 umano (BRK). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la biologia epiteliale e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PTK6 Rabbit pAb
Note/Alias	BRK; PTK6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5753
Gene ID	5753
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 222-451 di PTK6 umano (NP_005966.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13882
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio