


Anticorpo Monoclonale Anti-Ptp1Bric Per Wb, Ihc-P, Elisa - P18031

Numero articolo: CM0007166



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro PTP1B umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con il topo. Ideale per ricerche sulla segnalazione delle fosfatasi tirosiniche e sulle vie di stress dell'ER.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PTP1B Rabbit mAb
Note/Alias	PTP1B
Specie	Umano
GeneID (umano)	5770
GeneID	5770
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 281-435 di PTP1B umano (NP_002818.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse
SWISS	P18031
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio