


Anti-Ptp1B (Ptpn1) Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - P18031

Numero articolo: CM0018856



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PTPN1 umano (PTP1B) validato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Utile per studiare il ruolo delle fosfatasi tirosiniche nella risposta allo stress del RE, nella trasduzione del segnale e nella migrazione cellulare. Spedito su ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PTPN1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PTP1B; PTPN1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5770
GeneID	5770
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 281-435 di PTPN1 umano (NP_002818.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P18031
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio