

Anticorpo Policlonale Anti-Ptp4A2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12974

Numero articolo: CM0013878



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la PTP4A2 (PRL-2) umana, una tirosina fosfatasi coinvolta nella progressione tumorale e nel ciclo cellulare. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PTP4A2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	HH13; OV-1; PRL2; HH7-2; PRL-2; PTP4A; HU-PP-1; PTPCAAX2; ptp-IV1a; ptp-IV1b; PTP4A2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8073
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-100 della PTP4A2 umana (NP_536316.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q12974
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio