


Anticorpo Monoclonale Anti-Ptpip51/Rmdn3 Per Wb, Elisa - Q96Tc7

Numero articolo: CM0007346



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PTPIP51/RMDN3 umano, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata al ratto. Adatto per lo studio dell'omeostasi del calcio, dell'apoptosi e della dinamica mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTPIP51/RMDN3 Rabbit mAb
Note/Alias	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; PTPIP51/RMDN3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55177
GeneID	55177
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 di PTPIP51/RMDN3 umano (NP_060615.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q96TC7
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio