


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ptpip51/Rmdn3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Tc7

Numero articolo: CM0027730



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PTP51/RMDN3, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Utile per studiare l'omeostasi del calcio, l'apoptosi e la funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio PTP51/RMDN3
Note/Alias	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; PTP51/RMDN3
Specie	Umano
ID Gene	55177
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 171-470 di PTP51/RMDN3 umano (NP_060615.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96TC7
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio