


Anticorpo Policlonale Anti-Ptpn1 Per Wb, Elisa - P18031

Numero articolo: CM0023718



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato targeting PTPN1 (PTP1B). Adatto per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con uomo e ratto. Rileva una proteina di 50kDa. Ideale per studiare le vie di segnalazione delle tirosina fosfatasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validato] PTPN1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PTP1B; N1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5770
GeneID	5770
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 281-435 di PTPN1 umano (NP_002818.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P18031
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio