


Anticorpo Policlonale Anti-Ptpn13 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q12923

Numero articolo: CM0016272



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PTPN13 umano (FAP-1/PTPL1), una tirosina fosfatasi coinvolta nell'apoptosi e nella segnalazione PI3K. Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTPN13 Rabbit pAb
Note/alias	PNP1; FAP-1; PTP1E; PTPL1; PTPLE; PTP-BL; hPTP1E; PTP-BAS; PTPN13
Specie	Umano
GeneID (umano)	5783
GeneID	5783
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-500 di PTPN13 umano (NP_542416.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q12923
Peso della proteina	277 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante