


Anticorpo Policlonale Anti-Ptpn2 (Validato Ko) Per Wb, If/Icc, Elisa - P17706

Numero articolo: CM0022048



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO contro PTPN2 umano (TCPTP), adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Coinvolto nella segnalazione delle cellule T, nella regolazione delle citochine e nell'omeostasi del glucosio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] PTPN2 Rabbit pAb
Note/Alias	PTN2; PTPT; TCPTP; TC-PTP; TCELLPTP; N2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5771
GeneID	5771
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-353 di PTPN2 umano (NP_536348.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17706
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio