


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ptpn2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P17706

Numero articolo: CM0019101



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PTPN2 (TCPTP), validato per Western Blot, immunofluorescenza/immunocitochimica ed ELISA in specie umana, murina e ratto. Prende di mira una fosfatasi chiave nelle vie di segnalazione immunitaria e oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTPN2 Rabbit pAb
Note/alias	PTN2; PTPT; TCPTP; TC-PTP; TCELLPTP; PTPN2
Specie	Umana
ID del gene (umano)	5771
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-353 della PTPN2 umana (NP_536348.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P17706
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio