


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ptpn23 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H3S7

Numero articolo: CM0030278



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce PTPN23 umano (HD-PTP). Validato per WB, IHC-P, ELISA con cross-reattività per topo e ratto. Ideale per la ricerca sul sorting endosomiale e sulla ciliogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PTPN23 Rabbit pAb
Note/Alias	HDPTP; HD-PTP; NEDBASS; PTP-TD14; PTPN23
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25930
GeneID	25930
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Topo, Ratto
SWISS	Q9H3S7
Peso Proteico	179kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio