

Anticorpo Policlonale Anti-Ptpn3 Per Wb E Elisa - P26045

Numero articolo: CM0026666



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PTPN3 umano (PTPH1), convalidato per Western blot e ELISA. Rileva PTPN3 endogeno in campioni umani, di topo e ratto. Adatto per lo studio della dinamica membrana-citoscheletro e dell'attività fosfatasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PTPN3 Rabbit pAb
Note/Alias	PTPH1; PTP-H1; PTPN3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5774
GeneID	5774
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P26045
Peso proteico	104kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato