


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ptpn4 (Ptpmeg) Per Wb, Elisa - P29074

Numero articolo: CM0028618



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla PTPN4 umana (PTPMEG), adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione delle fosfatasi, dell'immunità e dell'omeostasi neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PTPN4 Rabbit pAb
Note/Alias	MEG; PTPMEG; PTPMEG1; PTPN4
Specie	Umano
GeneID (umano)	5775
GeneID	5775
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 della PTPN4 umana (NP_002821.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P29074
Peso Proteico	106kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio