


Anticorpo Policlonale Anti-Ptprb Per Wb, Elisa - P23467

Numero articolo: CM0028579



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PTPRB umano (VE-PTP), validato per WB ed ELISA. Regolatore critico del rimodellamento dei vasi sanguigni e dell'angiogenesi; ideale per la ricerca sulla biologia delle cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTPRB Rabbit pAb
Note/Alias	PTPB; HPTPB; VEPTP; HPTP-BETA; R-PTP-BETA; PTPRB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5787
GeneID	5787
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1173-1260 di PTPRB umano (NP_002828.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P23467
Peso proteico	224kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio