


Anticorpo Policlonale Anti-Ptprd Per Wb, Elisa - P23468

Numero articolo: CM0016433



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio PTPRD validato per WB ed ELISA, reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca neuroscientifica sulla differenziazione sinaptica e la segnalazione della fosfatasi tirosinica recettoriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PTPRD Rabbit pAb
Note/Alias	HPTP; PTPD; HPTPD; HPTPDELTA; RPTPDELTA; R-PTP-delta; PTPRD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5789
GeneID	5789
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1100-1265 di PTPRD umano (NP_002830.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23468
Peso Proteico	215kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio