


Anticorpo Policlonale Anti-Ptpd Per Wb, Ihc-P, Elisa - P23468

Numero articolo: CM0028949



introduzione

PTPRD Rabbit pAb convalidato per Western blot, IHC-P e ELISA. Rileva la tirosina-proteina fosfatasi delta recettoriale umana e murina, un regolatore chiave della differenziazione sinaptica neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PTPRD Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HPTP; PTPD; HPTPD; HPTPDELTA; RPTPDELTA; R-PTP-delta; PTPRD
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5789
GeneID	5789
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 475-574 della PTPRD umana (NP_002830.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P23468
Peso proteico	215kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio