


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ptprf Per Wb Ed Elisa - P10586

Numero articolo: CM0028452



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PTPRF (LAR) umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Il bersaglio è un recettore di adesione cellulare di 213 kDa con attività tirosin fosfatasi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | PTPRF Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias          | LAR; BNAH2; PTPRF                                                                                                              |
| Specie              | Umano                                                                                                                          |
| GeneID (Umano)      | 5792                                                                                                                           |
| GeneID              | 5792                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1016-1250 di PTPRF umano (NP_002831.2) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività Crociata | Umano, Topo                                                                                                                    |
| SWISS               | P10586                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 213kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |