


Anticorpo Monoclonale Anti-Ptprr Per Wb, Elisa - Q15256

Numero articolo: CM0002821



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la PTPRR umana (tirosina-proteina fosfatasi di tipo recettoriale R), validato per WB ed ELISA con cross-reattività verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTPRR Rabbit mAb
Note/Alias	PTPRQ; EC-PTP; PCPTP1; PTP-SL; PTPBR7; PTPRR
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5801
ID Gene	5801
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della PTPRR umana (Q15256)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Topo, Ratto
SWISS	Q15256
Peso proteico	74 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio