


Anticorpo Policlonale Anti-Ptprr Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q15256

Numero articolo: CM0015116



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio anti-PTPRR validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso umano e ratto. Mirato alla fosfatasi proteica tirosinica di tipo recettoriale R, un regolatore MAPK. Ideale per ricerche sulla segnalazione e sulle fosfatasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTPRR Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PTPRQ; EC-PTP; PCPTP1; PTP-SL; PTPBR7; PTPRR
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5801
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-227 della PTPRR umana (NP_002840.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q15256
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio